



gemäß  
ESCMID-ECMM-ERS  
Richtlinie (2017)



## Schneller Nachweis einer invasiven pulmonalen Aspergillose

**Aspergillus-Schnelltest**



 AspLFD

**Schnell**

\*

**Einfach**

\*

**Spezifisch für aktive Aspergillose**

\*

**Alle Aspergillus-Spezies inkl. *A. terreus***

\*


**Minimale Geräteausstattung**

\*

**1 Test = 1 Probe**



# Testablauf



## Ihre Vorteile – schnell, spezifisch und einfach in der Anwendung:

- Testdauer 15 Minuten; mit Probenvorbereitung ca. 30 Minuten
- einfache Pipettierschritte
- keine Kalibratoren notwendig: 1 Probe = 1 Test
- keine teure Geräteausstattung
- Nachweis von Aspergillus im aktiven Wachstum; keine Kreuzreaktion mit anderen Mykosen oder inaktiven Sporen (Ausnahme: geringe Kreuzreaktivität mit einigen Penicillium Spezies)
- Lagerung bei Raumtemperatur
- Probenmaterial: Serum oder BAL
- keine Medikamentenstörungen mit den üblichen Antimykotika und den meisten Antibiotika
- zahlreiche Publikationen sowie ausführliche klinische Untersuchungen und Daten

**Bestellnummer:** OLM1906 (Packung mit 20 Einzeltests)

AspLFD-07-2018



Hauptstraße 54

D – 64560 Riedstadt

WEB: [www.AlphaScience.de](http://www.AlphaScience.de)

☎ 06158-74 804-0

☎ 06158-74 804-22

✉ [customerservice@alphascience.de](mailto:customerservice@alphascience.de)